



<i>Description générale</i>	Bassin de lit à usage unique en fibre moulée	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Code ACL</i>	/	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Non	
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Matières grasses, huiles	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Papier recyclé (100% recyclable)	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Sur le carton : Dénomination, référence, lot
<i>Emballage</i>	Oui	Par 100 bassins dans un carton
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur
<i>Durée d'utilisation</i>	Temporaire	
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références + extensions</i>	16 500 21	
<i>Désignation</i>	Bassins de lit à usage unique	
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm</i>	360 x 290 x 90	
<i>Epaisseur (mm)</i>	1.20	
<i>Contenance/Capacité (ml)</i>	1800	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	66	
<i>Couleurs</i>	Naturelle (gris/beige)	
<i>Dimensions ouverture Lo x La (mm)</i>	295 x 180	
<i>Résistance température (°C)</i>	NC	
<i>Étanchéité</i>	7 heures minimum, jusqu'à 24h avec une solution aqueuse à moins de 40°C	
<i>Utilisation</i>	Produit jetable en fibre moulée destiné à l'hygiène des patients	
<i>Mode d'emploi</i>	Glisser le bassin de lit sous le patient. Après usage, le bassin et son contenu s'éliminent intégralement en macérateur.	

<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Produit étanche sur une période de 7 heures minimum, pouvant aller jusqu'à 24 heures maximum. Passé ce délai, il est recommandé de vider/détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite. Conçu pour se glisser facilement sous le patient, adapté aux patients dépendants ou à mobilité réduite. Dispositif à usage unique, éliminer en macérateur après usage.	
<i>Recyclage</i>	Oui	
<i>Récupération</i>	En macérateur	
<i>Latex/Antistatique</i>	Non/NC	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>RoHS</i>	NC	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul	Combinaisons de phrases = Nul