



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube carré époxy (gris) et entretoises.
- Equipé de 4 patins noirs réglables.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm avec bourrelets latéraux.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Jambière réglable par vérin à gaz.
- Dessous assise et dossier en pvc blanc.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 640 × l. 670 mm.
- Assise: L. 860 × l. 670 mm.
- Jambière: L. 500 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 40 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Douilles pour porte sérum (la paire). **(3053/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein). **(2160/R)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent. **(PROTEC)**