

# FICHE PRODUIT : CANNE DE MARCHE STABICANE

CSTABK03



origine France



Code ACL : code intrastat : 6602 00 00

**3401582764286**

Désignation :

**STABICANE CAN MARCHE MET UNI 1**

Famille :

**aide technique à la marche**

Description :

**canne de marche avec embout de stabilisation et d'adhérence,**

Classe du dispositif :

**DM 1**

Garantie produit :

**3 ans contre défauts de fabrication – hors usure**

3401582764286



## Caractéristiques techniques :

diamètre extérieur : 105 mm (embout)  
hauteur : réglable de 79 à 97 cms ; tous modèles.  
poids net : 450 grs (470 grs brut)  
couleur : gris-noir martelé (options : noir – bordeaux)  
matériau : aluminium  
poignées : en T (options droitier / gaucher)  
utilisateur : 90 kg maxi  
première mise sur marché : mai 2012

livraison en sachet plastique individuel long avec notice – cartons de 50 environ – en vrac  
stockage -10°C / + 40°C

Données susceptibles de changements ou variations sans préavis. Précisions éventuelles sur site,  
Etiquetage-Marquage produit : sur notice de montage et/ou sur canne.