

C43 BM BLEUE



Code article : **8008009**
Code ACL : 3401560445763
Code GTIN : 3615800005406

Famille :
Cannes métalliques

Description :
Canne de malade aluminium, pliante réglable en hauteur, poignée bi matière bleue, finition anodisée noire, livrée avec dragonne.

Usage revendiqué :
Les cannes métal sont des aides à la marche manipulées avec un bras.
Leur utilisation est intérieure ou extérieure.

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787
(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini* : 800 mm
- Hauteur maxi* : 900 mm
- Epaisseur poignée : 23 mm

Dimensions repliée : 300x150x25mm

* position médiane sur poignée – tolérance ± 5mm

Description technique

- Rallonge haute : tube alu Ø 22x1.2 sans soudure
- Mât 3 parties : tube alu Ø 19x1,2 sans soudure liaison par élastique – emmanchement conique
- Bague de blocage anti-jeu noire entre mât et rallonge
- Poignée bi matière
- Réglage : 5 positions - blocage du réglage en hauteur: cliquet simple Ø 8 mm
- Embout 18x38 noir
- Finition : anodisée noire
- Conditionnement en pochette avec notice, étui de rangement et dragonne

Poids du produit :

0,390 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Janvier 2014

Etiquetage produit

