

LES CANNES ANATOMIQUES



Anodisé
243603 droite
243604 gauche

Bronze
243623 droite
243624 gauche

- ✓ Des poignées ergonomiques gauches ou droites
- ✓ Mât en aluminium

DESCRIPTIF

Ces cannes possèdent une poignée ergonomique qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

Matériaux : Tube duraluminium et embout caoutchouc.

Poids maximal autorisé 120 Kg

Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Hauteur poignée/sol	Longueur poignée	Poids	Poids supporté
243603	canne anatomique droite alu anodisé gris	70/94 cm	10,5 cm	0,300 kg	120 kg
243604	canne anatomique gauche alu anodisé gris				
243623	canne anatomique droite alu époxy marron				
243624	canne anatomique gauche alu époxy marron				

LES CANNES ANATOMIQUES

EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	Prix public, TTC conseil
243603	canne anatomique droite alu anodisé gris	3401078723872		
243604	canne anatomique gauche alu anodisé gris	3401078723933	1296787 (12,20 €)	12,20 €
243623	canne anatomique droite alu époxy marron	3401097272870		
243624	canne anatomique gauche alu époxy marron	3401097272931		