



255618



255811



255813



255817

- ✓ Large choix de motifs
- ✓ Réglable en hauteur
- ✓ Supporte 110 kg
- ✓ Poignée Derby
- ✓ Bague anti bruit



255820



255823



255824



255825



Embout de remplacement :
S25EMB - embout canne
fantaisie

Poids maximal autorisé 110 Kg

DESRIPTIF

Garantie : 2 ans - Durée d'utilisation : 2 ans

Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d'un grand confort dans l'utilisation. La bague de serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire. Matériaux : Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.

Conditionnement : x 50.

Références	Désignations	Hauteur poignée / sol	Longueur poignée	Poids	Poids supporté
255618	canne derby black & white	72 / 94 cm	12 cm	0,380 kg	110 kg
255811	canne derby cashmere fantaisie				
255813	canne derby cashmere pastel				
255817	canne derby flore				
255820	canne derby indira			0,340 kg	
255823	canne derby flower				
255824	canne derby girafe				
255825	canne derby butterfly				

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
255618	canne derby black & white	3401051333555	1296787 (12,20 €) 
255811	canne derby cashmere fantaisie	3401099811756	
255813	canne derby cashmere pastel	3401099811817	
255817	canne derby flore	3401099811985	
255820	canne derby indira	3401051850335	
255823	canne derby flower	3401060020941	
255824	canne derby girafe	3401060020958	
255825	canne derby butterfly	3401060021009	