

DIVAN FIXE LICATA – 3 PLANS – LARGEUR 800 MM
(RÉFÉRENCE : 2107/12V/80)



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube carré époxy gris clair.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, épaisseur 50 mm.
- Dossier et partie centrale réglables par vérin à gaz.
- Assise relevable réglable manuellement, avec découpe.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Cuvette inox coulissante.
- Paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
- Assise: L. 450 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 50 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein). **(2160/R)**
- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Douilles pour porte sérum (la paire). **(3053/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). **(4160/2)**
- Protection PVC cristal transparent. **(PROTEC)**
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. **(2160/RAIL)**