

## Sofia verte



140 Kg



Code article : **1020041S1**  
Code ACL : 3401542608094  
Code GTIN : 3615800000265

Famille :  
**Aides à la marche**

Description :  
**Canne anglaise, réglable en hauteur, mât et rallonge époxy vert**  
. haut de sofia noir,  
. embout Optiflex noir

Usage revendiqué :  
Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : I

Garantie produit :  
2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787  
(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée\* : 735 mm
- Hauteur maxi sol / poignée\* : 960 mm

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

\* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

#### Description technique

- **Mât époxy vert** : tube en aluminium Ø 22,5x1 L=570 (roulé soudé-5086)  
2 positions de réglage
- **Rallonge époxy vert** : tube en aluminium Ø 20x1 L=490 (roulé soudé-5086)  
finition époxy - 5 positions de réglage
- **Haut de canne Sofia noir** en polypropylène
- **Bague anti-jeu noire** entre mât et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur de la rallonge par clip Ø 22,5 noir
- **Embout Optiflex noir**
- Emballage par paire en **poche Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

**0,44 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Déc. 2002**

version mise sur le marché à partir de: **13 avril 2018**

### Etiquetage produit




## Sofia verte



### Liste des pièces :

| N° | Code article | Qtité | Désignation  |
|----|--------------|-------|--|
| 1  | A102032      | 1     | Haut de Sofia noir   |
| 2  | E102036      | 1     | <b>Mât époxy vert</b> (tube alu Ø22.5x1- L=570 – 2 trous)    |
| 3  | A000126      | 1     | Clip de 22.5 noir  |
| 4  | A000002      | 1     | Bague diam. 22.5 noire                                       |
| 5  | E102037      | 1     | <b>Rallonge époxy vert</b> (tube alu Ø20x1- L=490 – 5 trous) |
| 6  | A000134      | 1     | Embout anti bruit  |
| 7  | A102069      | 1     | Embout Optiflex noir   |



Edition 12 – avril 2018

