

Sofia POP Rouge



Code article : **1020056S03**
Code ACL : 3401060180065
Code GTIN : 3615800000333

Famille :
Aides à la marche

Description :
Canne anglaise, réglable en hauteur, finition anodisée
 . haut de Sofia rouge,
 . embout Optiflex rouge

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : I

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787
(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 735 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 960 mm

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Mât anodisé : tube en aluminium Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086) L= 570 finition anodisée - 2 trous de réglage
- Rallonge anodisée L=490 : tube en aluminium Ø 20x1 (roulé soudé-5086) finition anodisée - 5 trous de réglage
- **Haut de canne Sofia rouge** en polypropylène
- **Bague anti-jeu rouge** entre mât et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur de la rallonge par **clip Ø 22,5 rouge**
- **Embout Optiflex rouge**
- Emballage par paire en **poche Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

0,42 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2016**

version mise sur le marché à partir de: **10 juillet 2018**

Etiquetage produit



Sofia POP Rouge



Liste des pièces :

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102041	1	Haut de Sofia Rouge
2	E102038	1	Mât ano (tube alu Ø22.5x1 – L=570 – 2 trous)
3	A102051	1	Clip de 22.5 Rouge
4	A102061	1	Bague diam. 22.5 Rouge
5	E102039	1	Rallonge ano (tube alu Ø20x1 – L=490 – 5 trous)
6	A000134	1	Embout anti bruit
7	A102071	1	Embout Optiflex Rouge

