



- ✓ Une poignée design très confortable
- ✓ Une sécurité certifiée GsTüv
- ✓ Supporte 130 kg par canne



Embout de remplacement :
920100 - embout gris
diamètre 18/40 mm



Embout de remplacement :
920201 - ventouse pivot
articulé 18/40 mm



Embout de remplacement :
920114 - embout renforcé
gris diamètre 18/40 mm

Poids maximal autorisé 130 Kg

DESRIPTIF

Garantie : 2 ans - Durée d'utilisation : 2 ans

Les cannes Evolution et Fun bénéficient du savoir faire français d'un spécialiste de l'aide à la marche. Un design associé à une ergonomie optimale, assure une parfaite préhension de la main et un bon positionnement de l'avant bras. Le tube inférieur est équipé d'un bouchon anti bruit, et le clip permet une amplitude de réglage importante. Chaque canne supporte 130 kg et fait l'objet d'une certification auprès d'un laboratoire Européen réputé (GsTüv Berlin). Disponible avec différents embouts.

Matériaux : Polypropylène et duraluminium.

Conditionnement : x 80 - palette : x 320.

Références	Désignations	Hauteur poignée/sol	Longueur poignée	Largeur manchette	Hauteur appui brachial	Poids
200000	canne JH 130 Evolution	77/98 cm	10 cm	11 cm	22 cm	0,510 kg
20001*	canne Fun 130 kg					
200060	canne JH 130 Evolution embout articule					
20006*	canne Fun 130 Kg pivot articule					
20011*	canne JH 130 kg Evolution sup					

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
200000	canne JH 130 Evolution	3401066150796	1296787 (12,20 €) 
200013	canne Fun 130 kg océan	3401078425875	
200014	canne Fun 130 kg rouge	3401042362489	
200015	canne Fun 130 kg violet	3401078426018	
200016	canne Fun 130 kg orange	3401078426247	
200017	canne Fun 130 kg turquoise	3401078628450	
200018	canne Fun 130 kg anis	3701127700497	
200060	canne JH 130 Evolution embout articule	3401042362540	
200063	Fun Océan 130 Kg pivot articule	3401048567550	
200065	Fun violet 130 Kg pivot articulé	3401048567611	
200066	Fun orange 130 Kg pivot articule	3401048567789	
200067	Fun turquoise 130 Kg pivot articule	3401048567901	
200112	canne JH 130 kg Evolution rouge sup	3401078426308	
200113	canne JH 130 kg Evolution bleu sup	3401074814802	
200116	canne JH 130 kg Evolution saumon sup	3401060890995	
200117	canne JH 130 kg Evolution turquoise sup	3401061462078	