

DIVAN FIXE LICATA – CARDIO – 2 PLANS – LARGEUR 800 MM
(RÉFÉRENCE : 2206/12V/80)



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube carré époxy gris clair.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, épaisseur 50 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau.
- Découpe sur le haut de l'assise permettant les échographies avec bouchon de fermeture amovible.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 50 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein). **(2160/R)**
- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Douilles pour porte sérum (la paire). **(3053/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). **(4160/2)**
- Protection PVC cristal transparent. **(PROTEC)**
- Tablette pivotante. **(2206/12/TAB)**
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. **(2160/RAIL)**