

LES DEAMBULATEURS FIXES



221825



221800




221100 adulte
221000 enfant

- ✓ Légèreté
- ✓ Hauteur réglable 5 positions
- ✓ Maniabilité
- ✓ Poignées anti rotation

DESRIPTIF

Deux poignées confortables et anti rotation permettent une parfaite prise en main de ces déambulateurs. Fabriqués en aluminium, ils faciliteront les déplacements.
Coloris : anodisé bleu (221100 et 221000), anodisé gris (221800) et anodisé fantaisie butterfly (221825).



A= Hauteur
B= Largeur hors tout
C= Longueur poignée
D= Profondeur hors tout

Poids maximal autorisé jusqu'à 130 Kg

Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	A	B	C	D	Poids	Poids supporté
221000	déambulateur enfant réglable anodisé	62/71 cm	57 cm	Ø 4,5 cm L 12 cm	34 cm	1,66 kg	100 kg
221100	déambulateur adulte fixe réglable anodisé	81/91 cm	62 cm		45 cm	1,96 kg	
221800	déambulateur adulte fixe réglable	75/85 cm	60 cm	Ø 4 cm L 11 cm	40 cm	1,7 kg	130 kg
221825	déambulateur adulte fixe réglable butterfly	76/86 cm	61 cm	Ø 4 cm L 10,5 cm	42 cm	1,7 kg	



LES DEAMBULATEURS FIXES

EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	Prix public TTC conseil
221000	déambulateur enfant réglable anodisé	3401078077111		
221100	déambulateur adulte fixe réglable anodisé	3401063417656	1285619 (53,81 €)	53,81 €
221800	déambulateur adulte fixe réglable	3401048557445		
221825	déambulateur adulte fixe réglable butterfly	3401060055073		