

DIVAN DURY – 4 PLANS – LARGEUR 800 MM
(RÉFÉRENCE : 1112/80)



CARACTÉRISTIQUES:

- Table électrique de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- 2 jambières indépendantes réglables par vérin à gaz (+90°/-25°).
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Porte rouleau.
- Commande au pied.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 2000 × l. 800 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 660 × l. 800 mm.
- Assise: L. 400 × l. 800 mm.
- Jambière (unité): L. 880 x l. 400 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Trou visage. **(LUMIERE)**
- Roulettes escamotables Ø 80 mm. **(ROUL/ESC)**
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)**
- Commande périphérique réglage en hauteur. **(PERIPH)**
- Dos électrique (commande manuelle). **(DOS/ELEC)**
- Motorisation jambière. **(1112/JAMB)**
- Assise relevable. **(1112/ASS)**
- Batterie autonome. **(Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). **(4160/2)**