

## ROLLATOR ARA D

Référence 826223

### Description :

Notre rollator 2 roues pivotante ARA D est un rollator très maniable et sécurisant grâce à ses patins arrières et ses double roues avant multi directionnelles. Structure pliable pour le transport et le rangement. Roues de diamètre 15 cm. Poignées anatomiques. Structure en aluminium et pièces en thermoplastique.

### Descriptions techniques :

- Structure fabriqué en aluminium et thermoplastique
- 4 larges roues de 15 cm
- Poignées ergonomiques et réglable en hauteur
- Rollator pliant
- Coloris : turquoise (826223.turquoise), pistache (826223.pistache), vanille (826223.vanille),

### Dimensions :

Hauteur réglable : 83-95 cm

Largeur : 57 cm

Profondeur : 66 cm

Hauteur d'assise : 53 cm

Diamètre roues : 4 x 15 cm

Poids : 3.2 kg

Poids supporté maximum : 130 kg



Options : siège respirant

