

Rollator 4 roues Boston



Une assistance au quotidien pour plus d'autonomie

Rollator léger et réglable en hauteur **Boston**

Un accompagnement au quotidien

- **Assise rigide relevable réglable en hauteur** par système de clips et boutons poussoirs
- **Appui-dorsal** pour une position assise plus sécurisée
- **Filet de transport** et **porte-canne** de série pour plus d'autonomie
- **Léger et maniable** pour plus de confort
- **Pliable** pour un transport plus facile
- **Freins de parking** de série



Caractéristiques

- Profondeur maxi : 62 cm
- Largeur hors-tout : 62 cm
- Longueur plié : 24 cm
- Hauteur des poignées : 83 à 100 cm
- Hauteur sol/siège : **52 à 60 cm**
- Dimensions du siège : 36 x 24 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : rouge métallisé et noir
- Poids total : 6,4 kg
- Poids maximal supporté : **120 kg**

Référence

SA 130 1101

Code ACL

34011 702 824 3 7



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

Rollator 4 roues Boston Bleu



Une assistance au quotidien pour plus d'autonomie

Rollator léger et réglable en hauteur **Boston**

Un accompagnement au quotidien

- **Assise rigide relevable réglable en hauteur** par système de clips et boutons poussoirs
- **Appui-dorsal** pour une position assise plus sécurisée
- **Filet de transport** et **porte-canne** de série pour plus d'autonomie
- **Léger et maniable** pour plus de confort
- **Pliable** pour un transport plus facile
- **Freins de parking** de série



Caractéristiques

- Profondeur maxi : 62 cm
- Largeur hors-tout : 62 cm
- Longueur plié : 24 cm
- Hauteur des poignées : 83 à 100 cm
- Hauteur sol/siège : **52 à 60 cm**
- Dimensions du siège : 36 x 24 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : bleu métallisé et noir
- Poids total : 6,4 kg
- Poids maximal supporté : **120 kg**

Nouveau coloris

Référence

SA 130 1101-BL18

Code ACL

36643 901 499 2 2



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.