

TABLE BOBATH ÉLECTRIQUE – 1 PLAN – LARGEUR 2000 MM
(RÉFÉRENCE : 1111/BOBA/200)



CARACTÉRISTIQUES:

- Table à élévation électrique de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- 2 plateaux de 1000 sur 2000 mm.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- Hors tt: L. 2000 × l. 2000 × H. 560/960 mm.
- Poids du divan: 140 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Roulettes escamotables Ø 80 mm. **(ROUL/ESCA)**
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)**
- Commande périphérique réglage en hauteur. **(PERIPH)**
- Batterie autonome. **(Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)**
- Dossier réglable par vérin à gaz. **(TETELEC)**



PLATEAUX LIVRÉS DÉMONTÉS