

Fauteuil de transfert Aliv'up



NOUVEAU

Le fauteuil **Aliv'up** apporte une aide précieuse en terme de mobilité avec son châssis et dossier pliables. Ses accoudoirs sont escamotables pour faciliter le transfert latéral.


Matériaux : aluminium et assise nylon classée non feu
Testé et certifié par le CERAH sous le Lpp **4252810**

- > accoudoirs escamotables
- > repose pieds amovibles et réglables en hauteur
- > dossier et châssis pliant
- > frein parking



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 100 KG

Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 12
a valider dès réception



DIMENSIONS

	Aliv 'up 39	Aliv 'up 43	Aliv 'up 48
Hauteur assise-sol	46 cm	46 cm	46 cm
Hauteur totale	96 cm	96 cm	96 cm
Largeur hors tout	48 cm	52 cm	57 cm
Largeur assise	39 cm	43 cm	48 cm
Longueur accoudoir	39 cm	39 cm	39 cm
Profondeur totale	107,5 cm	107,5 cm	107,5 cm
Largeur repliée	28,5 cm	28,5 cm	28,5 cm
Diamètre des roues avant / arrière	150 mm / 203 mm	150 mm / 203 mm	150 mm / 203 mm
Poids	13 kg	13,5 kg	13,8 kg
Poids supporté	100 kg	100 kg	100 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
700114	Aliv 'up 39	3401099333548	356.94
700115	Aliv 'up 43	3701127700275	356.94
700116	Aliv 'up 48	3701127704020	356.94