

VERTIC EASY



150 Kg



Coloris stock permanent : **BLEU FRANCE / BLANC**
Code article : **5010042S1**
Code ACL : 3401595628575
Code GTIN : 3615800004782

Famille :
Verticalisateur

Description :
Appareil modulaire de verticalisation, taille adulte.

Usage revendiqué :
Verticalisateur sur socle pivotant permettant de réaliser un transfert de position assise à une autre position assise (lit vers fauteuil – fauteuil de repos vers fauteuil à roues ...).

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication




Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hors tout : 1300 (H) x 510 (Prof) x 470 (larg)
- Base : disque 450 mm (diam) x 20 mm (hauteur)
- Poignées patient :
 - . hauteur 880 à 1050 mm
 - . largeur 450 mm
- Poignées soignant :
 - . hauteur 1070 à 1240 mm
 - . largeur 450 mm
- Appui tibial : 200 (h) x 160 (larg)
hauteur par rapport à la base : 290 à 470

tolérances dimensionnelles ± 5mm

Description technique

- Structure acier mécano soudée finition époxy.
- Disque acier à pivot sur billes et socle anti dérapant.
- Appui jambe polyuréthane sur pivot (8 positions de réglage en hauteur).
- 2 roulettes Ø 60 de déplacement à vide.
- Poignées patient et soignant en PVC sur tube acier diam. 25x1.2 mm (8 positions de réglage en hauteur).
- Pédale freinage rotation et stabilisation.
- Emballage unitaire 1350 X 550 X 490.
- Sangle de soutien optionnelle.

Poids du produit :

16 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2009**

version mise sur le marché à partir de: **Avril 2016**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE



VERTIC EASY



Liste des pièces :

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A501145	1	Embout env 50x20x1.5 noir
2	E501080	1	Mât
3	E501088	2	Doigt indexage Vertic Easy
4	A105000	4	Poignée diam. 25 noire
5	A000030	2	Embout diam. 25 EAB noir
6	E501082	1	Poignée Vertic Easy
7	A207128	8	Demi-palier rectangle accouoir
8	A000031	2	Embout diam. 25 envel noir
9	A501020	2	Appui jambe
10	A001010	6	Vis TCB 5x20 cruci
11	A000220	6	Entretoises plast DRD 10x6x6
12	E501015	1	Support appui jambe
13	A000025	2	Embout EDB 22/30 pour 305
14	A007024	1	Patin à bride 24/26
15	A501134	1	Patin frein 15x20x50
16	A702017	2	Vis tôle 3.9x13 TCB cruci ZI
17	A008918	2	Roue diam. 60 à bandage grise
18	A204012	2	Vis TH 8x45 inox
19	A501154	2	Douille 10x1 lg 30 Zi
20	A001004	2	Ecrou frein diam. 8
21	A000013	4	Protège écrou diam. 8
22	A106023	1	Molette femelle trigo D60 M8
23	A001118	1	Vis TH 8x65 corps de boulon
24	E501084	1	Support bas mât Vertic Easy
25	A501141	5	Vis métaux TCB BTR 6x12 zn
26	A001000	5	Ecrou frein diam. 6
27	A501126	1	Disque pivotant Vertic Easy
28	A501122	1	Ferrure pivotante Vertic Easy
29	A501140	4	Vis TCB BTR 5x6 inox
30	A001075	8	Rondelle diam. 5
31	A501214	1	Couronne téflon D450 d305 e8
32	A501125	1	Disque sol transfert
33	A102029	11	Rivet 4.8x16 acier / acier
34	A501127	11	Patin disque sol

