

PLATEFORME TRANSFERT TURNAX

Chambre



- ✓ Cales tibia ajustable en hauteur
- ✓ Disque pivotant sous la plateforme
- ✓ Repose pieds antidérapant
- ✓ Roulettes de manutention
- ✓ Guidon réglable en hauteur



Poids maximal autorisé 130 Kg

Garantie : 2 ans - Durée de vie : 2 ans

DESCRIPTIF

Pratique et résistant le Turnax apporte une aide pour le personnel soignant pour lever et transférer le patient en toute sécurité.

En option, deux sangles au choix pour aider au transfert : sangle simple et sangle coulissante.

Matériaux : Acier traité époxy gris, socle anti dérapant, appui jambes en mousse polyuréthane, poignées en PVC

Référence	Encombrement au sol	Hauteur guidon	Hauteur de l'appui-tibial	Dimensions hors tout	Dimensions appui tibial	Diamètre des roues	Poids total	Poids supporté
430916	44,3 x 44,7 cm	75 à 130 cm	10 à 54 cm	48 x 50 x 80 cm	23 x 17,5 cm	7,5 cm	15 kg	130 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
430916	Plateforme levage et transfert Turnax	3401563298762	Néant