

KIT SANGLE VERTIC EASY / HOME



Code article : **5010043S1**
Code ACL : 3401554051444
Code GTIN : 3615800004799


Famille :
Accessoire lève personne

Description :
Sangle de maintien pour appareil modulaire de verticalisation

Usage revendiqué :
Cet accessoire est uniquement destiné aux appareils de transfert réf. Vertic Easy et Vertic Home


Classe du dispositif : I

Garantie produit :
1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)



Tolérances : dimensionnelles 20mm

Description technique

- Tissu maille bloquée 100% Polyester multibrins
 - Insert mousse : mousse polyéthylène ép.10mm
 - Sangle 40 x1,4 mm 100% Polypropylène
 - 5 points d'accrochage (support cuisse)
 - Lavable en machine à 40°C
- Livré avec 2 crochets + clips de fixations pour le montage sur les poignées de Vertic Easy et Vertic Home.

Poids du produit :

0,48 Kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Mars 2009

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

/

