

Planche de transfert incurvée Days

Réf : 081306554

Marque : Days



Description du produit

Ses extrémités effilées et sa surface lisse facilitent les glissements d'accès et de sortie du patient. La planche est incurvée, ce qui permet plusieurs positionnements pour divers cas de transfert (voiture, lit, chaise et toilettes).

En plastique renforcé solide et imperméable, résistant à l'effritement, à l'éclatement et à l'écaillage. Un patin antidérapant à chaque extrémité accroît la stabilité lors du transfert.

Caractéristiques :

- Deux patins antiglisse aux extrémités de la planche
- Robuste
- En plastique renforcé et imperméable
- Surface supérieure lisse
- Bords arrondis

Spécificités techniques

EAN	5028318883509
TVA	20 %
Couleur	Vert
Dim. (L x l)	71 x 37cm
Larg.	26cm (partie centrale de la planche)
Poids	1,95kg
Poids maximum	152kg
Top vente	Oui