



430912 - L

- ✓ Effort réduit
- ✓ Aide au transfert
- ✓ Assistance à la marche



430910 - S



430911 - M



430913 - XL



DESRIPTIF

Garantie : 2 ans - Durée d'utilisation : 2 ans

Cette ceinture permet d'avoir des prises fermes, réduisant les efforts de l'aidant. Elle s'utilise sur le patient pour un maintien en toute sécurité ou autour de la taille du soignant pour servir de point de préhension au patient. Elle est dotée d'une fermeture par boucle à ouverture rapide.

L'aidant peut relever le patient assis en position debout en toute sécurité. Elle procure une assistance à la marche, en stabilisant les personnes ayant de légers troubles de l'équilibre.

Matériaux : Ceinture : polyester, mousse de polyuréthane, Sangle : polyester, Boucle : nylon.

Lavable à 60°C.

Conditionnement : x 1.

Références	Désignations	Nbre de prises verticales	Nbre de prises horizontales	Dimensions	Poids
430910	Ceinture de transfert Transac - Taille S	4	3	105 cm	0.26 kg
430911	Ceinture de transfert Transac - Taille M	5	4	120 cm	0.30 kg
430912	Ceinture de transfert Transac - Taille L	6	5	135 cm	0.34 kg
430913	Ceinture de transfert Transac - Taille XL	7	6	150 cm	0.38 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
430910	Ceinture de transfert Transac - Taille S	3401060299590	Néant
430911	Ceinture de transfert Transac - Taille M	3401060299729	
430912	Ceinture de transfert Transac - Taille L	3401060299767	
430913	Ceinture de transfert Transac - Taille XL	3401060299774	