

Référence : BEDSLIDE

Aide au transfert

Désignation: Drap de glisse

Descriptif :

Drap de glisse de forme cylindrique qui permet le retournement sans effort, le transfert, et le redressement du patient. Facilite le travail des soignants.

Le drap coulisse dans le sens désiré :

-du bas vers le haut : pour relever un patient

-de gauche à droite : pour le retournement, pour le transfert sur une planche.

Composition :

15% silicone – 85% polyamide (couleur bleu)

Lavable à 60°C ou décontamination avec un spray

Dimension / coloris : bleu

BEDSLIDE 1 : Dimension : 70 x 110 cm

BEDSLIDE 2 : Dimension : 70 x 190 cm

Minimum par 10 par dimension

DM : non

