



430410 protection barrières de lit

- ✓ Sécurité
- ✓ Déhoussable
- ✓ Facilement ajustable
- ✓ Facilement ajustable

430203 1/2 barrière droite epoxy  
430303 1/2 barrière gauche epoxy

- ✓ Utilisable comme poignée de sortie de lit
- ✓ Conforme aux normes en vigueur
- ✓ Installation sans outil



430002 potence d'angle de lit

- ✓ Large poignée
- ✓ Réglable en hauteur

## DESRIPTIF

430410 protection barrières de lit : Pour éviter le contact avec les barrières, les protections déhoussables s'installent et s'ajustent sur tous types de lit médicalisés.

Matériaux : mousse polyether 24 kg, housse PU classé M1

430002 potence d'angle de lit : Cet accessoire est réalisé dans les meilleurs aciers avec traitement époxy. S'adapte sur les lits dont le fourreau est de diamètre 40 mm.

430203/430303 1/2 barrière droite/gauche epoxy : Ces demies barrières de lit sécurisent la personne sans la renfermer, elle sont faciles à manipuler.

Matériaux : acier traité epoxy, sangles polypro (potence), pièces plastiques

### Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Hauteur	Hauteur sangle - sommier	Dimension du triangle	Réglage sangle	Poids	Poids supporté
430002	potence d'angle de lit Amplitude	135 cm	+/- 85 cm	Demi rond 22* 12 cm	20/50 cm	5,3 kg	70 kg

Référence	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids
430410	protection barrières de lit	Housse PU + mousse 24 kg polyéther	133.5*31.5*3.5 cm	0,600 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
430002	potence d'angle de lit Amplitude	3401054083495	Néant
430150	barrière bois (jeu de 2 traverses)	3401048620699	
430202	barrière droite epoxy pour lit Amplitude	3401054083556	
430203	1/2 barrière droite epoxy p/lit Amplitude 93cm a/étai	3401060183646	
430302	barrière gauche epoxy pour lit Amplitude	3401054083617	
430303	1/2 barrière gauche epoxy p/lit Amplitude 93cm a/étai	3401060183653	
430410	protection barrières de lit	3401564363070	