

COUSSINS UNIVERSELS



microbilles :
polystyrène très léger et
très facile à manipuler.



fibres :
fibres creuses enduites de
silicone légère et souple.



410164 micro billes
410187 fibres



410162 micro billes
410183 fibres

- ✓ Adaptable à la morphologie
- ✓ Prévention d'escarres
- ✓ Répartition des pressions
- ✓ Légèreté et souplesse



DESCRIPTIF

En complément des matelas, les coussins de positionnement s'avèrent des aides efficaces pour soulager le patient et réaliser une mise en décharge totale ou partielle d'une zone à risque, prévenant ainsi des escarres. La combinaison de plusieurs coussins est parfois nécessaire pour apporter un résultat optimum selon le niveau de prévention recherché. Le coussin universel cale, coulage et prévient les risques d'escarre. Il s'installe sous la tête ou entre les jambes et facilite le retournement du patient lors des soins.

Garantie : 2 ans

Références	Désignations	Matière	Hauteur	Largeur	Longueur	classement feu	Poids
410162	coussin universel	micro billes	10 cm maxi	25 cm	35 cm	M1	0,420 kg
410183	coussin universel	fibres	10 cm maxi	25 cm	35 cm	M1	0,240 kg
410164	coussin universel	micro billes	10 cm maxi	35 cm	65 cm	M1	0,580 kg
410187	coussin universel	fibres	10 cm maxi	35 cm	65 cm	M1	0,620 kg

COUSSINS UNIVERSELS**EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL**

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	Prix public TTC conseil
410162	coussin universel microbilles 35*25	3401048619921	1269224 (129,58 €)	129,60 €
410183	coussin universel fibres 35*25	3401054089411	1269224 (129,58 €)	129,60 €
410164	coussin universel microbilles 65*35	3401048620170	1269224 (129,58 €)	129,60 €
410187	coussin universel fibres 65*35	3701127700367	1269224 (129,58 €)	129,60 €