


## Fiche technique du Ribcap:

	Modèle:	Intérieur 1:	Extérieur:
1	Jackson	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique
2	Harris	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique
3	Björk	100% Polyester (Toison (Fleece))	100% coton
4	Dylan	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique
5	Lenny	78% Polyester - 22% élasthanne	50% laine (Merino) - 50% acrylique
6	Iggy	78% Polyester - 22% élasthanne	50% laine (Merino) - 50% acrylique
7	Fox	78% Polyester - 22% élasthanne	59% polyamide / nylon - 24% polyester - 17% élasthanne (Lycra)
8	Bieber	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique
9	Chessy	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique
10	Hardy	78% Polyester - 22% élasthanne	58% coton - 34% polyamide / nylon - 8% élasthanne
11	Palmer	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique
12	Baseball Cap Cotton	78% Polyester - 22% élasthanne	100% coton (Twill)
13	Baseball Cap Waterproof	78% Polyester - 22% élasthanne	58% coton - 34% polyamide / nylon - 8% élasthanne
14	Freddie	100% Polyester (Toison (Fleece))	50% laine (Merino) - 50% acrylique

	Modèle:	Intérieur 2:	Symbole d'étiquetage d'entretien:
1	Jackson	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
2	Harris	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
3	Björk	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
4	Dylan	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
5	Lenny	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
6	Iggy	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
7	Fox	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
8	Bieber	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
9	Chessy	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
10	Hardy	Prépolymère Polyester Mousse 100%	
11	Palmer	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
12	Baseball Cap Cotton	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
13	Baseball Cap Waterproof	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	
14	Freddie	Polyester Mousse Absorbant Chocs 65% / Prépolymère Polyester Mousse 35%	

**Numéro de code de douane:** 6506.10.60.45

Directives 93/42/EEC \* (EU) 2017/745  
PPE Modèle category I, Directive 89/686/EEC \* (EU) 2016/425

**Siège social:** Glomarket bvba - Quastraat 6 A - BE9270 Laarne – Belgique

**Bureau et entrepôt:** Zwaarveld 34 – BE9220 Hamme – Belgique

**TVA:** BE 0550.525.676



Date: 09/2018