



CARACTÉRISTIQUES:

- Structure tube rond en acier inoxydable.
- Galeries amovibles.
- 4 roues en caoutchouc silencieuses, \varnothing 80 mm.
- Hauteur du 1er plateau : 360 mm, hauteur du 2ème plateau : 795 mm.
- Garantie 1 an.

DIFFÉRENTS MODÈLES:

- (réf: 1190/I) Dimensions: L. 600 x l. 400 x H. 930 mm.
- (réf: 1191/I) Dimensions: L. 700 x l. 500 x H. 930 mm.
- (réf: 1192/I) Dimensions: L. 900 x l. 550 x H. 930 mm.