

Aides techniques pour le personnel | Gamme contention

SYSTÈME DE CONTENTION PINEL®

Le concept Pinel® permet de satisfaire aux besoins de contention de tous niveaux avec un seul système.

Dans la contention d'urgence, le patient agressif peut être immobilisé en sept points en moins de dix secondes et ramené jusqu'à un seul point, à mesure qu'il se calme. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité et peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous contention.

Ce système s'adapte à tous les types de besoins de contention des institutions, soins prolongés, urgences, psychiatrie, soins intensifs...



- Confort : Polyester + Kevlar
- Sécurité : fermeture magnétique protégée
- Rapidité : système universel
- Hygiène : antibactérien, antifongique, anti-odeur, lavage aisé et séchage très rapide
- Liberté de mouvement : grande manœuvre dans la fixation, permettant ainsi une certaine mobilité



SYSTÈME DE CONTENTION PINEL®

KIT COMPLET

Le kit contient :

- 4 attache-membres ;
- 1 ceinture abdominale ;
- 2 rallonges ;
- 1 extension ;
- 1 sangle maintien tronc ;
- 1 sangle pelvienne ;
- 1 sangle courroie de préparation ;
- 3 clés ;
- 13 axes + verrous avec ficelle ;
- 2 axes + verrous.



La mallette est munie d'un code couleur, qui vous permettra de ranger facilement tous les équipements Pinel®.

Désignation	Référence
Kit complet avec mallette	SAA50100
Kit complet sans mallette	SAA50200
Mallette seule	SAA50900

VERROUS ET ACCESSOIRES

Toutes les fixations Pinel® sont équipées d'un système de verrous efficace, rapide à mettre en place et facile à utiliser.

Le système de fermeture « axe + verrou » permet de bloquer jusqu'à 4 courroies ensemble. Ce dispositif se débloque en positionnant la clé magnétique sur le verrou.

Résistance : 500 kg.

Désignation	Référence
Clé magnétique	SAA50910
Verrou aimanté	SAA50920
Axe en inox	SAA50930
Ensemble axe + verrou	SAA50940
Ensemble axe + verrou + ficelle	SAA50950

KIT CEINTURE ABDOMINALE



Ce kit se compose d'une ceinture abdominale avec deux courroies latérales libres et d'une sangle pelvienne.

Grâce à l'extrême confort de la ceinture abdominale, le patient garde la liberté de se latéraliser et de bouger de haut en bas. La sangle pelvienne évite au patient de glisser dans le lit ou dans le fauteuil.

Désignation	Référence
Kit ceinture abdominale petite taille (38 à 97 cm)	SAA50402
Kit ceinture abdominale taille standard (53 à 112 cm)	SAA50400
Kit ceinture abdominale grande taille (78 à 137 cm)	SAA50401
Extension pour ceinture abdominale (préconisée pour les obèses - L. 30 cm)	SAA50410
Sangle pelvienne	SAA50420

KIT ATTACHE-MEMBRES



Ce kit contient 4 sangles universelles munies d'un système de fermeture velcro. Elles permettent un contrôle rapide et efficace des poignets et des chevilles en situation d'urgence.

Désignation	Référence
Kit attache-membres petite taille	SAA50301
Kit attache-membres taille standard	SAA50300



Équipements complémentaires

Consultez les autres fiches de la gamme et découvrez nos aides mécanisées et nos aides au transfert de patients (sangles de redressement, planches et disques de transfert...).