

Fauteuil Releveur JULIETTE

(Référence Fournisseur : ALICE)



Poids Maxi
utilisateur*
110 kg

**COMFORT
BULTEX** 
LA MATIÈRE DU CONFORT


- Fauteuil releveur **MULTIPOSITIONS** avec dossier inclinable et repose-jambes intégré
- Mousse Assise **BULTEX**®
- Assise Couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise)
- Confort Dossier fibre
- Fabrication française 

Revêtement

KANSAS GRIS *ou* **KANSAS SABLE**

Disponible en :

- Fauteuil 1 moteur **RELEVEUR**
- Fauteuil 2 moteurs **RELEVEUR**

 Fabriqué en FRANCE

Fauteuil Releveur JULIETTE

(Référence Fournisseur : ALICE)

Infos Techniques

Structure Intérieure :	Hêtre massif + Panneaux de particules
Suspension Assise :	Sangle Latex
Suspension Dossier :	Sangle Latex
Coussins :	Assise Solidaire / Dossier Amovible
Mousse Assise :	BULTEX® - Mousse de polyuréthane HR = 37 kg/m3
Mousse Dossier :	Fibres Creuses
Revêtement :	KANSAS (100 % Polyester)

Dimensions (en cm) *


(Tolérance +/- 2 cm)	Hors-tout			Assise		
	L	H	P	L	H	P
Version						
FAUTEUIL	70	105	84	50	44	49
-	-	-	-	-	-	-

Décalage du Mur en position relax Maxi : **35 cm (1 moteur) - 40 cm (2 moteurs)**

Poids Maxi
utilisateur*
110 kg

**COMFORT
BULTEX** 
LA MATIÈRE DU CONFORT



 Fabriqué en FRANCE