



Confort et positionnement. Réduction de la transpiration !

# Oreiller ergonomique visco perforé

avec sa taie en Tencel, de couleur, à fermeture à glissière



Oreiller ergonomique perforé avec sa taie		
Références	Coloris de la taie	Dimensions (en cm) Longueur x Largeur x Hauteur
44.1200B	Blanc	53 x 40 x 11 cm
44.1200J	Jaune	
44.1200R	Rose	
44.1200C	Ciel	
44.1200O	Orange	
44.1200G	Gris	
44.1200M	Marine	

Taie de rechange à fermeture à glissière	
Références	Coloris de la taie
44.1200BF	Blanc
44.1200JF	Jaune
44.1200RF	Rose
44.1200CF	Ciel
44.1200OF	Orange
44.1200GF	Gris
44.1200MF	Marine

## Atouts de l'oreiller

- Meilleur positionnement de la nuque
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme
- Soulage les points de pression
- Mousse perforée pour une meilleure aération
- Oreiller à moulage ergonomique

## Atouts de la taie en Tencel

- Imperméable aux liquides
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel
- Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique)
- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante
- Absorption de l'humidité
- Séchage rapide

## Composition

Taie d'oreiller	82 % Tencel, fibre d'origine naturelle 18 % Polyuréthane
Oreiller	100 % Mousse viscoélastique Polyuréthane

## Entretien

Taie d'oreiller	
Oreiller	Au quotidien : lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse. Pas de lavage en machine.

Conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

## Précautions d'emploi

- Laisser tremper la taie quelques heures dans l'eau froide avant le premier lavage
- La taie doit être lavée séparément de l'oreiller
- Pour tout passage en machine, fermer la fermeture à glissière
- Ne pas immerger l'oreiller dans l'eau
- La taie doit être entièrement sèche avant d'être remise sur l'oreiller
- Conserver à l'écart de toute source de chaleur

## Garantie

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les variations dimensionnelles consécutives au lavage. Le Tencel étant une fibre très extensible d'origine naturelle, ces variations sont normales et n'altèrent ni la performance, ni la capacité du tissu à reprendre sa forme une fois replacé sur son support.

La garantie n'est valable que si les instructions d'utilisation et d'entretien ont été respectées.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Zone Actipôle - BP 12 - 2 Rue de Saint Coulban - 35540 MINIAC MORVAN

Tél : +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax : +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45

[www.pharmaouest.com](http://www.pharmaouest.com) - [service.qualite@pharmaouest.fr](mailto:service.qualite@pharmaouest.fr)