



Confort et positionnement cervical sans l'échauffement et la transpiration !

# Oreiller cervical visco perforé

avec sa taie en Tencel, de couleur, à fermeture à glissière



Oreiller cervical perforé avec sa taie		
Références	Coloris de la taie	Dimensions (en cm) Longueur x Largeur x Hauteur
44.1100B	Blanc	Dimensions : 60 x 35 x 9 cm  Poids : 1,017kg
44.1100J	Jaune	
44.1100R	Rose	
44.1100C	Ciel	
44.1100O	Orange	
44.1100G	Gris	
44.1100M	Marine	

Taie de rechange à fermeture à glissière	
Références	Coloris de la taie
44.1100BF	Blanc
44.1100JF	Jaune
44.1100RF	Rose
44.1100CF	Ciel
44.1100OF	Orange
44.1100GF	Gris
44.1100MF	Marine

## Atouts de l'oreiller

- Prévention des douleurs cervicales
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme
- Moulage anatomique assurant un meilleur confort
- Mousse perforée pour une meilleure aération

## Composition

Taie d'oreiller	82 % Tencel, fibre d'origine naturelle 18 % Polyuréthane
Oreiller	100 % Mousse viscoélastique Polyuréthane

Normes feu : conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

## Précautions d'emploi

- Laisser tremper la taie quelques heures dans l'eau froide avant le premier lavage
- La taie doit être lavée séparément de l'oreiller
- Pour tout passage en machine, fermer la fermeture à glissière
- Ne pas immerger l'oreiller dans l'eau
- La taie doit être entièrement sèche avant d'être remise sur l'oreiller
- Conserver à l'écart de toute source de chaleur

## Garantie

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les variations dimensionnelles consécutives au lavage. Le Tencel étant une fibre très extensible d'origine naturelle, ces variations sont normales et n'altèrent ni la performance, ni la capacité du tissu à reprendre sa forme une fois replacé sur son support.

La garantie n'est valable que si les instructions d'utilisation et d'entretien ont été respectées.

## Atouts de la taie en Tencel

- Imperméable aux liquides
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel
- Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique)
- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante
- Absorption de l'humidité
- Séchage rapide

## Entretien

Taie d'oreiller	
Oreiller	Au quotidien : lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse. Pas de lavage en machine.