

Oreiller Pharma Form



Référence	Désignation	Dimensions
17.17100	Modèle adulte	30 x 50 cm
17.17120	Modèle junior	22 x 36 cm
17.17105	Présentoir avec 5 oreillers adulte	
17.17125	Présentoir avec 10 oreillers adulte + 1 oreiller de démonstration	



Atouts :

- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou.
- Souplesse de la mousse : augmentation de la surface de contact et diminution des pressions.

Composition :

- Mousse : Polyuréthane viscoélastique 72kg/m³.
- Housse : Stop'Acar 75% Coton Modal – 25% Polyester.


Conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol.

La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse :



Garantie :

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de couleur qui n'affectent pas les qualités d'allègement de pressions.

La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.

PHARMAOUEST INDUSTRIES PREVENTIX
Zone Actipole - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban - 35540 MINIAC MORVAN
Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45